



Rurki tracheostomijne

MaJeR

SERVONA

ZESTAW I ELASTYCZNE RURKI STANDARDOWE



Zestaw zawiera:

- 1 kaniula zewnętrzna
- 2 kaniule wewnętrzne z 15 mm łącznikiem
- Dwuczęściowy pasek
- Pudełko do przechowywania
- Karta pacjenta
- Instrukcja obsługi

Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
07	10,6	7,8	68	25923-7
08	12,5	8,8	68	25923-8
09	13,6	9,5	82	25923-9
10	14,6	10,8	82	25923-10
11	15,3	11,8	89	25923-11
12	16,5	12,8	89	25923-12

MIĘKKIE RURKI 22



Bezpieczne - Elastyczne - Dyskretne

- Kaniula wykonana z miękkiego, elastycznego silikonu
- Dostępne w wersji dla pacjentów po tracheotomii nieposiadających oraz posiadających możliwości mówienia
- 22 mm łącznik pozwala na połączenie z szeroką gamą produktów
- Bardzo łagodne dla tkanek

Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna na końcu kaniuli [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
08	12,0	9,5	27	26472
08	12,0	9,5	36	26473
08	12,0	9,5	55	26474
09	13,5	10,5	27	26475
09	13,5	10,5	36	26476
09	13,5	10,5	55	26477
10	15,0	12,0	27	26478
10	15,0	12,0	36	26479
10	15,0	12,0	55	26480
12	17,0	13,5	27	26481
12	17,0	13,5	36	26482
12	17,0	13,5	55	26483

Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna na końcu kaniuli [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
08	12,0	9,5	36	26450
08	12,0	9,5	55	26451
09	13,5	10,5	36	26452
09	13,5	10,5	55	26453
10	15,0	12,0	36	26454
10	15,0	12,0	55	26455
12	17,0	13,5	36	26456
12	17,0	13,5	55	26457

ZESTAW II ELASTYCZNE RURKI FENESTRACYJNE



Zestaw zawiera:

- 1 kaniula zewnętrzna, fenestracyjna
- 1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem
- 1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem z fenestracją
- SERVIX Elasto Tube - zawór mowy
- Dwuczęściowy pasek
- Pudełko do przechowywania
- Karta pacjenta
- Instrukcja obsługi

Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
07	10,6	7,8	68	25924-7
08	12,5	8,8	68	25924-8
09	13,6	9,5	82	25924-9
10	14,6	10,8	82	25924-10
11	15,3	11,8	89	25924-11
12	16,5	12,8	89	25924-12

KRÓTKIE RURKI



Wskazania:

- przeznaczone dla pacjentów odchodzących od użytkowania rurki tracheotomijnej podczas radioterapii
- rurka z sitkiem przeznaczona dla osób po laryngotomii posiadających protezę głosową
- umożliwia optymalne wykorzystanie tracheostomii do artykulowania dźwięków

Zestaw zawiera:

- 1 krótką rurkę silikonową
- 1 karta pacjenta

Cechy produktu:

- materiał: silikon, wolny od lateksu
- krótka rurka minimalizuje ryzyko urazu lub podrażnienia tchawicy
- bez rurki wewnętrznej fenestracyjnej i niefenestracyjnej (dla pacjentów posiadających oraz nie posiadających możliwości mówienia)
- cylindryczna
- miękki, elastyczny materiał minimalizuje ryzyko martwicy
- odporna na promieniowanie

Rozmiar	Średnica zew. [mm]	Średnica wew. [mm]	Długość [mm]	Nr kat. rurka niefenestracyjna	Nr kat. rurka fenestracyjna
8	12,0	9,5	22	22144-8/22	-
8	12,0	9,5	32	22144-8/32	22145-8/32
8	12,0	9,5	44	22144-8/44	22145-8/44
8	12,0	9,5	62	22144-8/62	22145-8/62
9	13,5	10,5	22	22144-9/22	-
9	13,5	10,5	32	22144-9/32	22145-9/32
9	13,5	10,5	44	22144-9/44	22145-9/44
9	13,5	10,5	62	22144-9/62	22145-9/62
10	15,0	12,0	22	22144-10/22	-
10	15,0	12,0	32	22144-10/32	22145-10/32
10	15,0	12,0	44	22144-10/44	22145-10/44
10	15,0	12,0	62	22144-10/62	22145-10/62
12	17,0	13,5	22	22144-12/22	-
12	17,0	13,5	32	22144-12/32	22145-12/32
12	17,0	13,5	44	22144-12/44	22145-12/44
12	17,0	13,5	62	22144-12/62	22145-12/62

SUMI

ZESTAW I RURKA TRACHEOSTOMIJNA KAN BEZ MANKIETU



Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
5.0	9,1	6,5	62	47-5000
6.0	10,2	7,5	70	47-6000
7.0	11,2	8,5	72	47-7000
8.0	12,2	9,5	80	47-8000
9.0	13,1	10,5	82	47-9000
10.0	14,3	11,5	84	47-1000

Zestaw zawiera:

- rurka KAN bez mankietu
- prowadnica
- 1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem
- 2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem
- nasadka łącząca
- miękka taśma mocująca na rzepy

Cechy produktu:

- Termoplastyczne PCV o dużej trwałości
- Idealne dopasowanie transparentne rurki i kaniule wewnętrzne
- Miękkie szyldy z zaczepem przegubowym
- Bagnetowe złącza
- Barwny kod rozmiarów
- Możliwość mycia i dezynfekcji rurek i kaniul
- Prowadnica z oliwką posiadającą otwór na prowadnik Seldingera

ZESTAW II RURKA TRACHEOSTOMIJNA KAN BEZ MANKIETU, FENESTRACYJNA



Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
5.0	9,1	6,5	62	47-5010
6.0	10,2	7,5	70	47-6010
7.0	11,2	8,5	72	47-7010
8.0	12,2	9,5	80	47-8010
9.0	13,1	10,5	82	47-9010
10.0	14,3	11,5	84	47-1010

Zestaw zawiera:

- rurka KAN bez mankietu z otworami fenestracyjnymi
- prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie
- 1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem z otworami fenestracyjnymi
- 1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem bez otworów fenestracyjnych
- 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem z otworami fenestracyjnymi
- nasadka foniacyjna
- nasadka łącząca
- miękka taśma mocująca na rzepy

Cechy produktu:

- Termoplastyczne PCV o dużej trwałości
- Idealne dopasowanie transparentne rurki i kaniule wewnętrzne
- Koncentryczne otwory fenestracyjne
- Miękkie szyldy z zaczepem przegubowym
- Bagnetowe złącza
- Barwny kod rozmiarów
- Możliwość mycia i dezynfekcji rurek i kaniul
- Prowadnica z oliwką posiadającą otwór na prowadnik Seldingera

RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU

- Wykonana z termoplastycznego PVC
- Linia rtg na całej długości rurki
- Prowadnica w wersji z łącznikiem (rozmiar 3,0 – 10,0)
- Taśmka mocująca
- Miękkie, gładkie skrzydełka szyldu
- Jąłowa, jednorazowego użytku



Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat. PVC silikonowane
3.0	4,2	35	33-3010
3,5	4,8	39	33-3510
4,0	5,4	41	33-4010
4,5	6,0	50	33-4510
5,0	6,9	52	33-5010
5,5	7,5	52	33-5510
6,0	8,1	57	33-6010
6,5	8,8	63	33-6510
7,0	9,7	69	33-7010
7,5	10,5	73	33-7510
8,0	11,1	80	33-8010
8,5	11,6	80	33-8510
9,0	12,3	90	33-9010
9,5	12,9	92	33-9510
10,0	13,6	93	33-1010

RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU, FENESTRACYJNA

- Wykonana z termoplastycznego PVC
- Otwory fenestracyjne umożliwiające mówienie
- Linia rtg na całej długości rurki
- Prowadnica
- Sterylna, jednorazowego użytku



Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestracyjna)

Średnica wew. rurki [mm]	Średnica zew. rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat. 1 otwór	Nr kat. 2 otwory	Nr kat. 5 otworów
3.0	4,2	35	33-3051	33-3052	33-3055
3,5	4,8	39	33-3551	33-3552	33-3555
4,0	5,4	41	33-4051	33-4052	33-4055
4,5	6,0	50	33-4551	33-4552	33-4555
5,0	6,9	52	33-5051	33-5052	33-5055
5,5	7,5	52	33-5551	33-5552	33-5555
6,0	8,1	57	33-6051	33-6052	33-6055
6,5	8,8	63	33-6551	33-6552	33-6555
7,0	9,7	69	33-7051	33-7052	33-7055
7,5	10,5	73	33-7551	33-7552	33-7555
8,0	11,1	80	33-8051	33-8052	33-8055
8,5	11,6	80	33-8551	33-8552	33-8555
9,0	12,3	90	33-9051	33-9052	33-9055
9,5	12,9	92	33-9551	33-9552	33-9555
10,0	13,6	93	33-1051	33-1052	33-1055

SUMI

ZESTAW III RURKA TRACHEOSTOMIJNA KAN LARYNGEKTOMIJNA



Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
5.0	9,1	6,5	45	47-5020
6.0	10,2	7,5	47	47-6020
7.0	11,2	8,5	49	47-7020
8.0	12,2	9,5	51	47-8020
9.0	13,1	10,5	53	47-9020
10.0	14,3	11,5	55	47-1020

Zestaw zawiera:

- rurka krótka KAN bez mankietu, bez fenestracji
- prowadnica
- 1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem
- 2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem
- nasadka łącząca
- miękka taśma mocująca na rzepy

Cechy produktu:

- Krótka rurka służąca do podtrzymywania otworu stomijnego
- Termoplastyczne PCV o dużej trwałości
- Idealne dopasowanie transparentne rurki i kaniule wewnętrzne
- Miękkie szyldy z zaczepem przegubowym
- Bagietowe złącza
- Barwny kod rozmiarów
- Możliwość mycia i dezynfekcji rurek i kaniul
- Prowadnica z oliwką

DEMED

RURKI TRACHEOSTOMIJNE Z POLIETYLENU

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]
5	9,0	60
6	10,0	65
7	11,0	70
8	12,0	75
9	13,0	80
10	14,3	85
11	15,0	90
12	16,0	95

MajeR

Ma-Je-R Sp. z o. o.

ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa
tel. 22 869 93 60, fax 22 839 90 21

www.majer.com.pl

www.rurkitracheostomijne.pl
reh@majer.com.pl

SHILEY

RURKI TRACHEOSTOMIJNE BEZ MANKIETU Z WIELORAZOWĄ KANIULĄ WEWNĘTRZNĄ, STERYLNE

ZESTAW I

RURKI TYPU CFS
- rurki do tracheostomii



Akcesoria CFS (w opakowaniu):

- Wielorazowa kaniula wewnętrzna, 15 mm łącznik rurki z obrotową podstawką i złączem bagietowym
- Wielorazowa kaniula wewnętrzna z łącznikiem niskoprofilowanym
- Wielorazowa kaniula wewnętrzna z łącznikiem niskoprofilowanym zamkniętym
- Obturator ułatwiający wprowadzanie

Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr ref.
4	9,4	5,0	65	4 CFS
6	10,8	6,4	76	6 CFS
8	12,2	7,6	81	8 CFS
10	13,8	8,9	81	20 CFS

ZESTAW II

RURKI TYPU CFN
- rurki do tracheostomii z otworami fenestracyjnymi



Akcesoria CFS (w opakowaniu):

- Wielorazowa kaniula wewnętrzna, 15 mm łącznik rurki z obrotową podstawką i złączem bagietowym
- Wielorazowa kaniula wewnętrzna z łącznikiem niskoprofilowanym
- Wielorazowa kaniula wewnętrzna z otworami fenestracyjnymi, 15 mm łącznik z obrotową podstawką i złączem bagietowym (CAP)
- Obturator ułatwiający wprowadzanie
- Koreczek (DCP) do stosowania z kaniulami FEN I CFN

Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr ref.
4	9,4	5,0	65	4 CFN
6	10,8	6,4	76	6 CFN
8	12,2	7,6	81	8 CFN
10	13,8	8,9	81	10 CFN

ZESTAW III

RURKI TYPU LGT
- krótkie rurki do laryngektomii



Akcesoria LGT (w opakowaniu):

- Wielorazowa kaniula wewnętrzna, 15 mm łącznik rurki z obrotową podstawką i złączem bagietowym
- Dwie wielorazowe kaniule wewnętrzne z łącznikiem niskoprofilowanym
- Obturator ułatwiający wprowadzanie

Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestracyjna)

Rozmiar	Średnica zewnętrzna rurki [mm]	Średnica wewnętrzna rurki [mm]	Długość [mm]	Nr ref.
6	11,1	6,4	50	6 LGT
8	12,6	7,6	50	8 LGT
10	13,7	8,9	50	10 LGT