

MaJeR

Dla tych, którzy traktują sterylizację i dezynfekcję serio
autoklawy parowe serii CLASSIC 2100 -



2100
Classic



Niezawodne autoklawy do sterylizacji parowej: wysoka jakość, elegancki wygląd

- całkowita automatyzacja procesu sterylizacji
- niewielka waga przy stosunkowo dużej pojemności komory roboczej
- wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie
- krótka wymagana przerwa między cyklami (zaledwie 5 min)
- łatwość obsługi
- bogate wyposażenie umożliwia zastosowanie w medycynie ogólnej, stomatologii, salonach kosmetycznych weterynarii i laboratoriach

Zabezpieczenia:

- elektroniczny detektor wyłącza zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,
- podwójny bezpiecznik termiczny zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury
- sprzężony system mechanicznego zamknięcia zapobiega możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu
- bezpiecznik zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadunku,

Gwarancje:

- 12 miesięcy na autoklaw
- dożywotnia na element grzejny

Dane techniczne:

Nr katalogowy	2100 01 2100 11 2100 03 2100 12	2100 08	2100 02 2100 04
Max. średnica zewnętrzna	340 mm	340 mm	340 mm
Max. wysokość	335 mm	335 mm	420 mm
Max. waga netto	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Średnica komory	210 mm	210 mm	210 mm
Wysokość komory	236 mm	236 mm	328 mm
Pojemność	9 l	9 l	12 l
Max. dł. steryl. instrumentów	228 mm	228 mm	290 mm
Max. waga ładunku	3 kg	3 kg	4 kg
Temperatura sterylizacji	126°C	121°C	126°C
Min. czas sterylizacji	11 min	16 min	11 min
Nominalny czas trwania cyklu	22 min	26 min	22 min
Ciśnienie sterylizacji	1,4 bar	1,05 bar	1,4 bar
Napięcie sieci zasilającej	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Pobór mocy	1500 W	1500 W	1500 W
Wymagana ilość wody destyl.	0,7 l	0,7 l	0,7 l

Atesty:

IEC 601
DIN 58946
EMC: EN 50081-1,
EN 50082-1,
prEN 50082-2
BS 3970 Part 4

