



Nowoczesna aparatura do kompleksowych badań Neurofizjologicznych (EEG, PSG, EMG, EP)



MYOQUICK

Wiele możliwości rozbudowy
z elastyczną konfiguracją.
OPIS FUNKCJI W JĘZYKU POLSKIM



HANDY EEG
(System przenośny)

micromed
SystemPlus
EVOLUTION



BRAIN QUICK

DIGITAL VIDEO EEG
(System stacjonarny z Video)



System stacjonarny z pełną
możliwością rozbudowy

- jedno stanowisko do badań snu; EEG, PSG, EMG, EP
- jedno archiwum i oprogramowanie do każdego typu badań EEG, PSG, EMG, EP
- możliwość archiwizacji i rejestracji sygnałów neurofizjologicznych oraz ich przeglądania
- tworzenie systemu przenośnego przez przyłączenie głowicy pomiarowej (300g) do komputera typu laptop
- Holter EEG, Video EEG, potencjały wywołane (somatosensoryczne, słuchowe, wzrokowe)
- liczba dostępnych kanałów: EEG 25, 32, 64, 98, 128, EMG i EMG EP 2, 4, 8
- szybki dostęp do raportu i komentarzy
- kompletny zestaw dopasowany do potrzeb i portfela użytkownika



HOLTER EEG

BRAIN SPY

Majer[®]

ŚNIJ SPOKOJNIE MY CZUWAMY

majer.com.pl

ul. Czarnieckiego 53 01-541 Warszawa tel. (22) 869 93 60 fax. (22) 839 90 21 med@majer.com.pl